

**Defcon 5 S.r.l.**

Via Cristans, 24 - 33085 Maniago PN

Tel: +39 0427 739132 Fax: +39 0427
737791

P.Iva: IT-01568980930

Accessori Tattici**DEFCON 5 TOURNIQUET IN COLORE
NERO****Codice: YL-8412****Marchio: Defcon 5 2024**

Il laccio emostatico CAT è il laccio emostatico CE di riferimento per vigili del fuoco e agenti di polizia !
La ricerca di un'emorragia è una delle prime azioni da compiere davanti a qualsiasi paziente ferito.
Risponde alla C per emorragia catastrofica, chiamata anche M per sanguinamento massiccio o X per il
fattore 10 della coagulazione.

Qualsiasi sanguinamento deve essere interrotto. Di fronte a chiunque stia sanguinando: Premi, Estendi,
Avvisa e Copri !

Proviene dal campo militare e consente di applicare il laccio emostatico da soli, utilizzando una sola
mano.

Descrizione:

- Molto efficace nell'arrestare il sanguinamento arterioso.
- Può essere posizionato su un braccio o una coscia.
- Laccio emostatico standard CE.
- Resistenza alla pressione della barra: 470 N.
- Resistenza alla deformazione della barra: 17,7 mm.
- La barra di compressione è progettata per una buona presa grazie al suo doppio cono di presa.
- Per facilitare il posizionamento del laccio emostatico, l'estremità della fascia è gialla. Anche in
ambiente buio, grazie a questo colore caldo, potrai localizzare la punta per fermare l'emorragia.

Un laccio emostatico dovrebbe essere sempre pronto per l'uso !

Istruzioni generali per l'uso del laccio emostatico CAT :

- 1- Aprire bene il laccio emostatico e far passare il laccio emostatico intorno all'arto ferito tra la ferita
sanguinante e il cuore (alla radice dell'arto per il pubblico in generale e secondo la formazione ricevuta
per i professionisti formati).
- 2- Tirare saldamente la cinghia e fissare il dispositivo ripiegandolo su se stesso.
- 3- Stringere attorno al braccio, non bloccare la barra di compressione o il sistema di bloccaggio.
- 4- Ruotare la barra di compressione su se stessa fino a quando l'emorragia si interrompe.
- 5- Fissare la barra di compressione nel sistema di bloccaggio. L'emorragia è interrotta.
- 6- Fissare la parte libera della cinghia sopra la barra di compressione facendo passare il sistema di
bloccaggio per fissare l'intero dispositivo.
- 7- Chiudere la fascia di presa bianca sopra il sistema di bloccaggio.

Sanguinamento delle gambe: utilizzare con 2 mani mani.

- 1- Quando il laccio emostatico viene utilizzato su una gamba, deve essere posizionato sulla coscia tra la ferita sanguinante e la radice dell'arto. Passare la cinghia mobile intorno alla coscia. Passare l'estremità libera attraverso l'anello di ritorno interno.
- 2- Quindi, far passare la cinghia mobile attraverso l'anello esterno di ritorno, quindi per attrito, la cinghia si stringerà.
- 3- Tirare saldamente la cinghia intorno alla coscia e bloccare il dispositivo afferrando la cinghia su se stessa.
- 4- Ruotare la barra di compressione su se stessa fino a quando l'emorragia si interrompe.
- 5- Bloccare la barra di compressione nel ritorno superiore del sistema di bloccaggio. L'emorragia è interrotta.
- 6- Chiudere la fascia di presa bianca sopra il sistema di bloccaggio.

Usando il ciclo di attrito

Quando si indossa manualmente il laccio emostatico, o quando il laccio emostatico è troppo sporco, utilizzare la forma speciale della fibbia ad attrito per fissare il cinturino.

- 1- Passare l'estremità libera del cinturino mobile attraverso l'interno della fibbia.
- 2- Quindi torna indietro attraverso la parte posteriore esterna della fibbia, in modo che la cinghia di presa sia saldamente posizionata.
- 3- Stringere la cinghia di presa, serrata inversamente.

IMPORTANTE

Indicare sulla fascia bianca l'ora e la data di applicazione – Non allentare mai un laccio emostatico applicato – Chiamare assistenza medica (112) – Sdraiarsi e coprire la vittima.

Precauzioni per l'uso:

- 1- Uso singolo. Eliminare dopo l'uso.
- 2- L'uso di questo laccio emostatico richiede personale medico o di pronto soccorso addestrato.
- 3- Leggere attentamente il manuale utente prima dell'uso.
- 4- Rifiuti sanitari: da smaltire in conformità alle normative locali sul trattamento dei rifiuti sanitari.
- 5- Non deve essere smaltito nei rifiuti domestici.

Conservazione :

Conservare a temperatura compresa tra 5°C e ~30°C, umidità relativa non superiore all'80%, lontano da gas corrosivi e in un locale ventilato.

Se queste condizioni sono soddisfatte, la validità è di 5 anni.

Dimensioni:

- Lunghezza aperta: 66 cm.
- Lunghezza piegata: 15,5 cm.
- Larghezza: 4 cm.
- Spessore piegato: 3 cm.

Peso: 97 grammi

Peso (Kg): 0.10



Gallery

